

使用洁消净应注意的点滴经验

浙江省淳安县第一医院 洪来奎

洁消净可代替玻璃清洁液，具有无毒、无害、无腐蚀及价廉等优点。我院制剂室用洁消净洗涤输液瓶共生产各种输液450批，经热原试验均合格，笔者认为有推广使用价值。为了正确合理使用，须注意以下几点：

一、洁消净应配成10%溶液，现配现用，并在使用过程中注意保持浓度，如已稀释应及时更换，防止因浓度过低而达不到杀

菌效果。

二、输液瓶按常规清洗，沥干，再用洁消净荡洗，放置12小时以上。使用前先用50℃以上热水冲洗，再用常水冲洗，然后用蒸馏水冲洗。

三、洁消净荡洗后的输液瓶不可长存，以免干结不易被常水冲去。也可能因失去有效氯而重新被污染。